

Elektrická odsávačka Zeiner (nový Kataspir)



Charakteristika :

Kompaktní odsávací pumpa pro mobilní i stacionární použití s regulovatelným výkonem sání. Příklad má 1 sterilizovatelnou nádobku o obsahu 1 litr z polykarbonátu s vestavěným plovákovým ventilem, bakteriologickým filtrem a ukazatelem podtlaku. Příklad je vhodný k odsávání krve, sekretu i pevných podílů.



Technické parametry:

Max. podtlak 0,8 barr tlak regulovatelný
 Příkon 100 W /220 V
 Plastový kryt je z nerozbitného materiálu s nízkou hmotností.

Antibakteriální filtr slouží pro zamezení šíření infekcí, jeho životnost je 10 hod.

Garance na přístroj 12 měsíců.

Způsob objednání

Katalogové číslo	Název	Cena Kč bez 21% DPH
383-AC 809 N	Elektrická odsávačka Zeiner, odsávací sonda návod k použití v českém jazyce	9000,-Kč
	Náhradní díly	
083-099150020	Náhradní nádobka na Kataspir/Zeiner(bez víka)	1340,-Kč
083-TP005	Náhradní nádobka s víkem a ventilem Kataspir/Zeiner a	1700,-Kč
083-676000000	Bakteriologický filtr	174,-Kč
	Náhradní silikonová hadička	250,-Kč/1m
	Adapter s přerušovačem tahu a hadicová spojka	130 Kč/ks
	Odsávací cévky délka 50 cm průměr CH 16,18, 20	10,-Kč/ks

Ceny platné od 1.3.2014

Další informace lze získat na adrese: www.medel.it